

ODMĚRKY NEREZOVÉ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kádinky a odměrky > Odměrky nerezové

Odměrka s vnitřní graduací, uchem a výlevkou, nerezová

- objem: 500, 1000 a 2000 ml
- vnitřní graduace, rysky po 100 ml
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- výborná chemická i teplotní odolnost
- hladký povrch pro rychlé a snadné čištění



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 650	500	90	125	4-6 týdnů	590 Kč
397 210 008 651	1000	125	140	4-6 týdnů	736 Kč
397 210 008 652	2000	140	170	Skladem, do 1 týdne	1 065 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 397 210 008 652	Odměrka s vnitřní graduací, uchem a výlevkou, nerezová, Objem [ml]: 2000	Nové	1 ks	1 065 Kč 841 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.