

KOPISTĚ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Lopatky, lžičky, kopistě a špachtle > Kopistě

Kopist, nerezová

- plochý list špachtle na jedné straně, mikrolžička na druhé straně
- různé kombinace velikostí špachtle a mikrolžičky
- celková délka: 150, 180, 185, 200, 210, 250 nebo 300 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- pro jednodušší manipulaci s malým množstvím pevných látek



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [papír na vážení](#), [polystyrenové odvažovací misky](#), [hodinová skla](#), [porcelánové třecí misky](#), skleněné [kádinky](#) a [Petriho misky](#) a [stříčky](#).

Kopist s mikrolžičkou

Obj. číslo	Celková délka [mm]	Špachtle [mm]	Mikrolžička [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 003 340	150	5 x 40	5 x 9	Skladem, do 1 týdne	78 Kč
130 635 003 344	150	5 x 45	3 x 5	Skladem, do 1 týdne	101 Kč
130 635 003 343	150	5 x 45	4 x 6	2-3 týdny	101 Kč
397 210 003 340	150	6 x 45	5 x 9	Skladem, do 1 týdne	92 Kč
397 210 003 341	185	6 x 50	5 x 9	1-2 týdny	97 Kč
130 635 003 345	200	5 x 45	5 x 9	2-3 týdny	101 Kč
397 210 003 345	210	6 x 55	5 x 9	1-2 týdny	101 Kč
397 220 000 255	250	6 x 55	5 x 9	1-2 týdny	114 Kč
397 220 000 256	300	6 x 55	5 x 9	4-6 týdnů	127 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kopist s mikrolžičkou ve tvaru lopatky

Obj. číslo	Celková délka [mm]	Špachtle [mm]	Mikrolžička [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 003 350	150	5 x 40	5 x 9	1-2 týdny	87 Kč
130 635 003 351	180	5 x 40	5 x 9	4-6 týdnů	113 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.