

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Krabice a přepravní obaly na mikroskla > Krabice na podložní skla, pro 100 ks mikroskel, papírová

Krabice na podložní skla, pro 100 ks mikroskel, papírová

Výrobci a značky: Marienfeld

- kapacita: 100 ks mikroskel 76 x 26 mm
- materiál: pevný karton potažený černým papírem, dřevěný rám, kovové panty i zavírací spony, plastové žebrování
- všechny pozice označené číslem
- registrační karta na vnitřní straně víka
- rozměry: 270 x 190 x 35 mm



Obj. číslo	Kapacita	Barva	Dostupnost	Cena / ks
396 996 003 010	100 ks mikroskel 76 x 26 mm	Černá	Skladem, do 1 týdne	491 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.