

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Krabice a přepravní obaly na mikroskla > Krabice na podložní skla, pro 50 ks mikroskel 76 x 26 mm, ABS

Krabice na podložní skla, pro 50 ks mikroskel 76 x 26 mm, ABS

Materiál: ABS

Novinka

Boxy vyrobené z odolného ABS a vybavené korkovou výstelkou představují praktické řešení pro bezpečné uchovávání až 50 kusů mikroskopických sklíček.

- všechny pozice označené číslem
- registrační karta na vnitřní straně víka
- konstrukce: víko s pantem a zaklapávacím uzávěrem
- materiál: vysoce odolný ABS plast, dno s korkovou výstelkou
- rozměry: 198 x 91 x 31 mm
- stohovatelné



Obj. číslo	Popis	Kapacita	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 647 695 048	Box na podložní skla	50 ks mikroskel 76 x 26 mm	Modrá	1-2 týdny	118 Kč
130 647 695 049	Box na podložní skla	50 ks mikroskel 76 x 26 mm	Červená	1-2 týdny	118 Kč
130 647 695 050	Box na podložní skla	50 ks mikroskel 76 x 26 mm	Bílá	1-2 týdny	118 Kč
130 647 695 051	Box na podložní skla	50 ks mikroskel 76 x 26 mm	Šedá	1-2 týdny	118 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.