

Krabice na podložní skla, pro 50 ks mikroskel, PS

Materiál: PS

- plastové žebrování
- zaklapávací víko (bez pantů)
- všechny pozice označené číslem
- materiál: PS
- stohovatelná
- rozměry: 177 x 83 x 32 mm



Obj. číslo	Kapacita	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 950 022 315	50 ks mikroskel 76 x 26 mm	Bílá	4-6 týdnů	291 Kč
130 950 022 345	50 ks mikroskel 76 x 26 mm	Žlutá	4-6 týdnů	289 Kč
130 950 022 348	50 ks mikroskel 76 x 26 mm	Červená	4-6 týdnů	291 Kč
130 950 022 346	50 ks mikroskel 76 x 26 mm	Modrá	4-6 týdnů	291 Kč
130 950 022 347	50 ks mikroskel 76 x 26 mm	Zelená	4-6 týdnů	291 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.