

## Kruh na filtraci, PP

Materiál: PP

**3 typy:**

- pro jednu nálevku
  - pro 2 nálevky
  - pro dělicí nálevku (tvar podkovy)
- upevňuje se na tyč laboratorního stojanu (průměr tyče 8 až 12 mm)
  - vhodný pro nálevky o průměru 25 až 150 mm nebo násypky do průměru stonku 35 mm
  - materiál: bílý PP



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují [skleněné](#) nebo [plastové nálevky](#), [dělicí nálevky](#), [násypky](#), [filtrační papíry](#), [laboratorní stojany](#), [kádinky](#) a [Erlenmeyerovy baňky](#).

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 235	Pro jednu nálevku o průměru 25 až 150 mm	Skladem, do 1 týdne	126 Kč
130 647 696 236	Pro dvě nálevky o průměru 25 až 150 mm	Skladem, do 1 týdne	155 Kč
331 850 019 970	Pro dělicí nálevku o průměru větším než 75 mm	3-4 týdny	142 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*