

Kruh na filtraci, PP

Materiál: PP

■ 3 typy:

- pro jednu nálevku
 - pro 2 nálevky
 - pro dělicí nálevku (tvar podkovy)
- upevňuje se na tyč laboratorního stojanu (průměr tyče 8 až 12 mm)
 - vhodný pro nálevky o průměru 25 až 150 mm nebo násypky do průměru stonku 35 mm
 - materiál: bílý PP



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují [skleněné](#) nebo [plastové](#) nálevky, [dělicí nálevky](#), [násypky](#), [filtrační papíry](#), [laboratorní stojany](#), [kádinky](#) a [Erlenmeyerovy baňky](#).

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 235	Pro jednu nálevku o průměru 25 až 150 mm	1-2 týdny	126 Kč
130 647 696 236	Pro dvě nálevky o průměru 25 až 150 mm	2-3 týdny	155 Kč
331 850 019 970	Pro dělicí nálevku o průměru větším než 75 mm	3-4 týdny	142 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.