

## Kruh na filtraci

- 3 velikosti: vnitřní Ø 30, 40 nebo 55 mm
- plastová vložka
- svorka k upevnění na laboratorní stojan (upínací průměr 5 - 12 mm)



Obj. číslo	Popis	Vnitřní průměr [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 310 101	Kruh na filtraci	30	157	1-2 týdny	240 Kč
396 551 310 102	Kruh na filtraci	40	162	Skladem, do 1 týdne	260 Kč
396 551 310 103	Kruh na filtraci	55	170	Skladem, do 1 týdne	270 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*