

## Kruh varný bez svorky

- k uložení baněk a nálevek různých velikostí na laboratorním stojanu
- upíná se [dvojitou svorkou](#) na [tyč stojanu](#)



Obj. číslo	Průměr vnější [mm]	Průměr vnitřní [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 316 286	80	60	Skladem, do 1 týdne	160 Kč
396 551 316 287	100	75	2-3 týdny	168 Kč
396 551 316 288	130	105	Skladem, do 1 týdne	175 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*