

## KRYOKONTEJNERY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Kryokontejnery

### Kryokontejner Mr. Frosty, PC

Mrazicí kontejner Mr. Frosty umožňuje opakovaně dosáhnout chladicí rychlosti  $-1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ , která je optimální pro konzervaci buněk. Podle typu pojme 12 až 18 zkumavek a k jeho použití je potřebný pouze 100% isopropylalkohol a mechanická mraznička.

- 3 velikosti: pro 18 ks 1,0/2,0ml zkumavek, pro 12 ks 3,6ml zkumavek nebo pro 12 ks 4,5/5,0ml zkumavek
- nádoba z průhledného polykarbonátu s návodem k použití
- stojan na zkumavky z šedého HDPE (chrání vzorky před kontaminací alkoholem)
- šroubovací víko z modrého HDPE o průměru 120 mm (brání převržení vzorků v případě náhodného převrácení nádoby)
- pěnová vložka
- pro použití v mrazničce (teplota  $-80$  až  $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$  po dobu min. 4 hodin)
- opakovaně použitelný
- stohovatelný
- skladování při pokojové teplotě



Obj. číslo	Kapacita	Rozměry (průměr x výška) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 451 000 001	18 ks 1,0/2,0ml kryozkumavek	120 x 86	2-3 týdny	3 875 Kč
331 451 000 036	12 ks 3,6ml kryozkumavek	120 x 151	4-6 týdnů	3 975 Kč
331 451 000 050	12 ks 4,5/5,0ml kryozkumavek	120 x 151	4-6 týdnů	3 975 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*