

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Kryoboxy a stojany > Kryobox papírový pro centrifugační zkumavky Falcon

Kryobox papírový pro centrifugační zkumavky Falcon



- počet míst: 6 x 6 (pro 15ml zkumavky Falcon) nebo 4 x 4 (pro 50ml zkumavky Falcon)
- včetně mřížky a víka
- materiál: karton s vodoodpudivou úpravou
- barva: bílá
- rozměry (š x v x h): 148 x 130 x 148 mm
- vhodný pro skladování vzorků při teplotách až -80 °C
- **informace k dodávce:** kryoboxy se dodávají prázdné (tj. bez zkumavek) v balení po 5 kusech

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i centrifugační [zkumavky typu Falcon](#), barevné [stojany na 15ml zkumavky Falcon](#), barevné [stojany na 50ml zkumavky Falcon](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky Eppendorf](#).

Obj. číslo	Počet míst	Objem zkumavky [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 679	6 x 6	15	Včetně mřížky a víka	5	3-4 týdny	1 476 Kč
130 647 696 678	4 x 4	50	Včetně mřížky a víka	5	3-4 týdny	1 374 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.