

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Kryoboxy a stojany > Kryobox s mřížkou a průhledným víkem, 81 míst, PC

Kryobox s mřížkou a průhledným víkem, 81 míst, PC

Materiál: PC A 121 °C Výrobci a značky: Ratiolab

- materiál: PC (polykarbonát)
- barva kryoboxu: bílá
- barva mřížky: žlutá, červená, modrá, zelená
- teplotní odolnost: -191 až 121 °C (vhodný pro použití s tekutým dusíkem)
- rozměry (š x d x v): 132 x 132 x 52 mm nebo 132 x 132 x 94 mm
- počet míst: 81 (mřížka 9 x 9 lze vyjmout)
- číselné značení pozic (na víku i mřížce)
- průhledné odnímatelné víko (bez pantů) s pojistkou proti špatnému nasazení
- odtokový otvor na kondenzát
- autoklávovatelný do 121 °C
- stohovatelný
- **informace k dodávce:** kryoboxy jsou dodávány včetně mřížky v balení po 4 nebo 5 ks



Kryoboxy o rozměru 132 x 132 x 52 mm vhodné pro 1,2 až 2ml zkušavky o průměru 12,3 mm

Obj. číslo	Popis	Barva mřížky	Počet míst	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 150 004	Kryobox	Žlutá	9 x 9	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 243 Kč
331 095 150 003	Kryobox	Červená	9 x 9	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 243 Kč
331 095 150 001	Kryobox	Modrá	9 x 9	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 243 Kč
331 095 150 002	Kryobox	Zelená	9 x 9	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 243 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kryoboxy o rozměru 132 x 132 x 94 mm vhodné pro 3 až 5ml zkušavky o průměru 12,3 mm

Obj. číslo	Popis	Barva mřížky	Počet míst	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 150 024	Kryobox	Žlutá	9 x 9	132 x 132 x 94	4	3-4 týdny	1 321 Kč
331 095 150 023	Kryobox	Červená	9 x 9	132 x 132 x 94	4	3-4 týdny	1 321 Kč
331 095 150 021	Kryobox	Modrá	9 x 9	132 x 132 x 94	4	3-4 týdny	1 321 Kč
331 095 150 022	Kryobox	Zelená	9 x 9	132 x 132 x 94	4	3-4 týdny	1 321 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.