

Kryobox s průhledným víkem, 100 míst, PC

Materiál: PC A 121 °C Výrobci a značky: Ratiolab

- materiál: PC (polykarbonát)
- barva: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená
- teplotní odolnost: -191 až 121 °C (vhodný pro použití s tekutým dusíkem)
- rozměry (š x d x v): 132 x 132 x 52 mm
- počet míst: 100 (10 x 10)
- číselné značení pozic (na víku)
- průhledné odnímatelné víko (bez pantů) s pojistkou proti špatnému nasazení
- odtokový otvor na kondenzát
- autoklárovatelný do 121 °C
- stohovatelný
- **informace k dodávce:** kryoboxy jsou dodávány v balení po 5 ks



Kryoboxy o rozměru 132 x 132 x 52 mm vhodné pro 1,2 až 2ml zkumavky o průměru 12,3 mm

Obj. číslo	Popis	Barva	Počet míst	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 150 015	Kryobox	Bílá	10 x 10	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 256 Kč
331 095 150 014	Kryobox	Žlutá	10 x 10	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 256 Kč
331 095 150 013	Kryobox	Červená	10 x 10	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 256 Kč
331 095 150 011	Kryobox	Modrá	10 x 10	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 256 Kč
331 095 150 012	Kryobox	Zelená	10 x 10	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 256 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.