

KRYOBOXY A STOJANY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Kryoboxy a stojany

Kryobox papírový, 136 x 136 x 50 mm

- materiál: karton s vodoodpudivou úpravou
- barva: bílá, žlutá, zelená
- včetně víka
- **bez mřížky** (objednává se samostatně)
- kapacita dle zvolené mřížky
- vhodný pro skladování kryozkumavek při teplotách až -80 °C
- **informace k dodávce:** kryoboxy lze objednat po 1 ks, bílé i v cenově zvýhodněném balení po 10 ks; mřížky lze objednat po 1 ks, některé rozměry i v balení po 10 ks



i Papírové kryoboxy jiných rozměrů Vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Kryoboxy s víkem, bez mřížky

Obj. číslo	Popis	Provedení	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 831	Kryobox papírový	Bez mřížky	Bílá	3-4 týdny	55 Kč
130 647 696 832	Kryobox papírový	Bez mřížky	Žlutá	Skladem	73 Kč
130 647 696 833	Kryobox papírový	Bez mřížky	Zelená	Skladem	73 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kryoboxy s víkem, bez mřížky, balení po 10 ks

Obj. číslo	Popis	Provedení	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 671	Kryobox papírový	Bez mřížky	Bílá	10	1-2 týdny	488 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mřížky do kryoboxů

Obj. číslo	Popis	Výška [mm]	Pro zkumavky o Ø [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 646 401 505	Mřížka 4 x 4	40	32,0	Skladem	51 Kč
130 646 260 020	Mřížka 5 x 5	40	25,5	3-4 týdny	51 Kč
130 646 802 215	Mřížka 7 x 7	40	17,9	3-4 týdny	57 Kč
130 646 900 361	Mřížka 8 x 8	40	15,7	4-6 týdnů	136 Kč
130 649 405 872	Mřížka 9 x 9	40	13,9	3-4 týdny	42 Kč
130 649 405 876	Mřížka 10 x 10	40	12,5	3-4 týdny	33 Kč

Mřížky do kryoboxů, balení po 10 ks

Obj. číslo	Popis	Výška [mm]	Pro zkumavky o Ø [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 684	Mřížka 8 x 8	40	14,5	10	3-4 týdny	455 Kč
130 647 696 685	Mřížka 9 x 9	40	14,2	10	3-4 týdny	455 Kč
130 647 696 686	Mřížka 10 x 10	40	11,0	10	3-4 týdny	455 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kryoboxy Ratiolab s víkem, bez mřížky

Obj. číslo	Popis	Provedení	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
397 095 141 501	Kryobox papírový	Bez mřížky	Bílá	10	3-4 týdny	518 Kč
397 095 141 505	Kryobox papírový	Bez mřížky	Žlutá	10	3-4 týdny	788 Kč
397 095 141 503	Kryobox papírový	Bez mřížky	Červená	10	3-4 týdny	788 Kč
397 095 141 502	Kryobox papírový	Bez mřížky	Modrá	10	3-4 týdny	788 Kč
397 095 141 504	Kryobox papírový	Bez mřížky	Zelená	10	3-4 týdny	788 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mřížky do kryoboxů, Ratiolab

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
397 095 120 212	Mřížka 4 x 4	136 x 136 x 40	10	3-4 týdny	757 Kč
397 095 120 122	Mřížka 5 x 5	136 x 136 x 40	10	3-4 týdny	484 Kč
397 095 120 132	Mřížka 6 x 6	136 x 136 x 40	10	3-4 týdny	484 Kč
397 095 120 142	Mřížka 7 x 7	136 x 136 x 40	10	3-4 týdny	481 Kč
397 095 120 151	Mřížka 8 x 8	136 x 136 x 40	10	3-4 týdny	481 Kč
397 095 120 161	Mřížka 9 x 9	136 x 136 x 40	10	3-4 týdny	481 Kč
397 095 120 172	Mřížka 10 x 10	136 x 136 x 40	10	3-4 týdny	481 Kč
397 095 120 181	Mřížka 12 x 12	136 x 136 x 40	10	3-4 týdny	481 Kč
397 095 120 191	Mřížka 13 x 13	136 x 136 x 40	10	3-4 týdny	757 Kč
397 095 120 201	Mřížka 14 x 14	136 x 136 x 40	10	3-4 týdny	757 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kryobox s mřížkou a průhledným víkem, PP

Materiál: PP

A 121 °C

Výrobci a značky: Ratiolab

- materiál: PP
- barva: čirá, žlutá, červená, zelená, modrá
- teplotní odolnost: -90 až 121 °C
- rozměry (š x d x v): 133 x 133 x 52 mm nebo 133 x 133 x 75 mm
- počet míst: 81 (mřížka 9 x 9 lze vyjmout)
- číselné značení pozic
- průhledné víko s panty
- odtokové otvory na kondenzát
- autoklávatelný do 121 °C
- stohovatelný
- **informace k dodávce:** kryoboxy jsou dodávány včetně mřížky v balení po 5 ks



Kryoboxy o rozměru 133 x 133 x 52 mm vhodné pro 1,2 až 2ml zkušavky

Obj. číslo	Popis	Barva	Počet míst	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 120 010	Kryobox	Čirá	9 x 9	133 x 133 x 52	5	3-4 týdny	575 Kč
331 095 120 011	Kryobox	Žlutá	9 x 9	133 x 133 x 52	5	3-4 týdny	575 Kč
331 095 120 012	Kryobox	Červená	9 x 9	133 x 133 x 52	5	3-4 týdny	575 Kč
331 095 120 013	Kryobox	Zelená	9 x 9	133 x 133 x 52	5	3-4 týdny	575 Kč
331 095 120 014	Kryobox	Modrá	9 x 9	133 x 133 x 52	5	3-4 týdny	575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kryoboxy o rozměru 133 x 133 x 75 mm vhodné pro 3 až 5ml zkušavky

Obj. číslo	Popis	Barva	Počet míst	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 120 020	Kryobox	Čirá	9 x 9	133 x 133 x 75	5	3-4 týdny	666 Kč
331 095 120 021	Kryobox	Žlutá	9 x 9	133 x 133 x 75	5	3-4 týdny	679 Kč
331 095 120 022	Kryobox	Červená	9 x 9	133 x 133 x 75	5	3-4 týdny	679 Kč
331 095 120 023	Kryobox	Zelená	9 x 9	133 x 133 x 75	5	3-4 týdny	679 Kč
331 095 120 024	Kryobox	Modrá	9 x 9	133 x 133 x 75	5	3-4 týdny	679 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kryobox s mřížkou a průhledným víkem, 81 míst, PC

Materiál: PC

A 121 °C

Výrobci a značky: Ratiolab

- materiál: PC (polykarbonát)
- barva kryoboxu: bílá
- barva mřížky: žlutá, červená, modrá, zelená
- teplotní odolnost: -191 až 121 °C (vhodný pro použití s tekutým dusíkem)
- rozměry (š x d x v): 132 x 132 x 52 mm nebo 132 x 132 x 94 mm
- počet míst: 81 (mřížka 9 x 9 lze vyjmout)
- číselné značení pozic (na víku)
- průhledné odnímatelné víko (bez pantů) s pojistkou proti špatnému nasazení
- odtokový otvor na kondenzát
- autoklávatelný do 121 °C
- stohovatelný
- **informace k dodávce:** kryoboxy jsou dodávány včetně mřížky v balení po 4 nebo 5 ks



Kryoboxy o rozměru 132 x 132 x 52 mm vhodné pro 1,2 až 2ml zkumavky o průměru 12,3 mm

Obj. číslo	Popis	Barva mřížky	Počet míst	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 150 004	Kryobox	Žlutá	9 x 9	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 243 Kč
331 095 150 003	Kryobox	Červená	9 x 9	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 243 Kč
331 095 150 001	Kryobox	Modrá	9 x 9	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 243 Kč
331 095 150 002	Kryobox	Zelená	9 x 9	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 243 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kryoboxy o rozměru 132 x 132 x 94 mm vhodné pro 3 až 5ml zkumavky o průměru 12,3 mm

Obj. číslo	Popis	Barva mřížky	Počet míst	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 150 024	Kryobox	Žlutá	9 x 9	132 x 132 x 94	4	3-4 týdny	1 321 Kč
331 095 150 023	Kryobox	Červená	9 x 9	132 x 132 x 94	4	3-4 týdny	1 321 Kč
331 095 150 021	Kryobox	Modrá	9 x 9	132 x 132 x 94	4	3-4 týdny	1 321 Kč
331 095 150 022	Kryobox	Zelená	9 x 9	132 x 132 x 94	4	3-4 týdny	1 321 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kryobox s průhledným víkem, 100 míst, PC

Materiál: PC

A 121 °C

Výrobci a značky: Ratiolab

- materiál: PC (polykarbonát)
- barva: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená
- teplotní odolnost: -191 až 121 °C (vhodný pro použití s tekutým dusíkem)
- rozměry (š x d x v): 132 x 132 x 52 mm
- počet míst: 100 (10 x 10)
- číselné značení pozic (na víku)
- průhledné odnímatelné víko (bez pantů) s pojistkou proti špatnému nasazení
- odtokový otvor na kondenzát
- autoklárovatelný do 121 °C
- stohovatelný
- **informace k dodávce:** kryoboxy jsou dodávány v balení po 5 ks



Kryoboxy o rozměru 132 x 132 x 52 mm vhodné pro 1,2 až 2ml zkumavky o průměru 12,3 mm

Obj. číslo	Popis	Barva	Počet míst	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 095 150 015	Kryobox	Bílá	10 x 10	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 256 Kč
331 095 150 014	Kryobox	Žlutá	10 x 10	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 256 Kč
331 095 150 013	Kryobox	Červená	10 x 10	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 256 Kč
331 095 150 011	Kryobox	Modrá	10 x 10	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 256 Kč
331 095 150 012	Kryobox	Zelená	10 x 10	132 x 132 x 52	5	3-4 týdny	1 256 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kryobox papírový pro centrifugační zkumavky Falcon

- počet míst: 6 x 6 (pro 15ml zkumavky Falcon) nebo 4 x 4 (pro 50ml zkumavky Falcon)
- včetně mřížky a víka
- materiál: karton s vodoodpudivou úpravou
- barva: bílá
- rozměry (š x v x h): 148 x 130 x 148 mm
- vhodný pro skladování vzorků při teplotách až -80 °C
- **informace k dodávce:** kryoboxy se dodávají prázdné (tj. bez zkumavek) v balení po 5 kusech



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i centrifugační [zkumavky typu Falcon](#), barevné [stojany na 15ml zkumavky Falcon](#), barevné [stojany na 50ml zkumavky Falcon](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky Eppendorf](#).

Obj. číslo	Počet míst	Objem zkumavky [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 679	6 x 6	15	Včetně mřížky a víka	5	3-4 týdny	1 455 Kč
130 647 696 678	4 x 4	50	Včetně mřížky a víka	5	1-2 týdny	1 330 Kč

Stojan na kryboxy pro pultový hlubokomrazicí box, nerezový

Výrobci a značky: Ratiolab

- provedení: vertikální s různým počtem přihrádek
- materiál: nerezová ocel
- držadlo pro snadnou manipulaci
- pevná konstrukce
- snadné čištění
- vhodný pro kryboxy o rozměru 130x130, 133x133 nebo 136x136 mm s výškou 32, 50, 75 nebo 100 mm



Stojany pro ukládání kryboxů o výšce 32 mm

Obj. číslo	Pro kryboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 032	32	11	140 x 140 x 406	3-4 týdny	3 071 Kč
397 095 400 033	32	12	140 x 140 x 443	3-4 týdny	3 158 Kč
397 095 400 034	32	13	140 x 140 x 479	3-4 týdny	3 249 Kč
397 095 400 035	32	14	140 x 140 x 516	3-4 týdny	3 336 Kč
397 095 400 036	32	15	140 x 140 x 552	3-4 týdny	3 428 Kč
397 095 400 037	32	16	140 x 140 x 589	3-4 týdny	3 515 Kč
397 095 400 038	32	17	140 x 140 x 625	3-4 týdny	3 606 Kč
397 095 400 024	32	18	140 x 140 x 662	3-4 týdny	3 693 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany pro ukládání kryboxů o výšce 50 mm

Obj. číslo	Pro kryboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 041	50	4	140 x 140 x 222	3-4 týdny	2 086 Kč
397 095 400 021	50	5	140 x 140 x 277	3-4 týdny	2 025 Kč
397 095 400 042	50	7	140 x 140 x 385	3-4 týdny	2 144 Kč
397 095 400 027	50	8	140 x 140 x 441	3-4 týdny	2 503 Kč
397 095 400 026	50	9	140 x 140 x 495	3-4 týdny	2 532 Kč
397 095 400 000	50	10	140 x 140 x 550	3-4 týdny	2 204 Kč
397 095 400 023	50	11	140 x 140 x 604	3-4 týdny	2 204 Kč
397 095 400 025	50	12	140 x 140 x 659	3-4 týdny	2 264 Kč

Obj. číslo	Pro kryboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 001	50	13	140 x 140 x 713	3-4 týdny	2 561 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany pro ukládání kryboxů o výšce 75 mm

Obj. číslo	Pro kryboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 028	75	6	140 x 140 x 482	3-4 týdny	2 325 Kč
397 095 400 029	75	7	140 x 140 x 561	3-4 týdny	2 175 Kč
397 095 400 030	75	8	140 x 140 x 641	3-4 týdny	2 354 Kč
397 095 400 031	75	9	140 x 140 x 720	3-4 týdny	2 443 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan pro ukládání kryboxů o výšce 100 mm

Obj. číslo	Pro kryboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 039	100	5	140 x 140 x 531	3-4 týdny	2 412 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na kryboxy pro skříňový hlubokomrazicí box, nerezový

Výrobci a značky: Ratiolab

- provedení: horizontální s různým počtem přihrádek
- materiál: nerezová ocel
- držadla pro snadnou manipulaci
- pevná konstrukce
- snadné čištění
- vhodný pro kryboxy o rozměru 130x130, 133x133 nebo 136x136 mm s výškou 50, 75, 100 nebo 130 mm
- **informace k dodávce:** obrázek je pouze ilustrační (kryboxy nejsou součástí dodávky stojanu)



Stojany pro ukládání kryboxů o výšce 50 mm

Obj. číslo	Pro kryboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek [horizontální x vertikální]	Rozměry (dxšxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 007	50	3 x 3	424 x 140 x 165	3-4 týdny	3 039 Kč
397 095 400 009	50	3 x 4	424 x 140 x 219	3-4 týdny	3 129 Kč
397 095 400 022	50	3 x 5	424 x 140 x 274	3-4 týdny	3 454 Kč
397 095 400 004	50	4 x 4	566 x 140 x 219	3-4 týdny	3 368 Kč

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek [horizontální x vertikální]	Rozměry (dxšxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 003	50	4 x 5	566 x 140 x 274	3-4 týdny	3 872 Kč
397 095 400 002	50	4 x 6	566 x 140 x 328	3-4 týdny	4 321 Kč
397 095 400 008	50	4 x 7	566 x 140 x 391	3-4 týdny	4 739 Kč
397 095 400 013	50	5 x 4	705 x 140 x 219	3-4 týdny	3 872 Kč
397 095 400 014	50	5 x 5	705 x 140 x 274	3-4 týdny	4 408 Kč
397 095 400 015	50	5 x 6	705 x 140 x 328	3-4 týdny	4 739 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany pro ukládání kryoboxů o výšce 75 mm

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek [horizontální x vertikální]	Rozměry (dxšxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 011	75	4 x 2	566 x 140 x 164	3-4 týdny	3 276 Kč
397 095 400 006	75	4 x 3	566 x 140 x 240	3-4 týdny	3 218 Kč
397 095 400 005	75	4 x 4	566 x 140 x 319	3-4 týdny	3 725 Kč
397 095 400 016	75	5 x 2	705 x 140 x 161	3-4 týdny	3 575 Kč
397 095 400 017	75	5 x 3	705 x 140 x 240	3-4 týdny	3 725 Kč
397 095 400 018	75	5 x 4	705 x 140 x 319	3-4 týdny	4 022 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany pro ukládání kryoboxů o výšce 100 mm

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek [horizontální x vertikální]	Rozměry (dxšxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 010	100	4 x 2	566 x 140 x 219	3-4 týdny	3 428 Kč
397 095 400 040	100	4 x 3	566 x 140 x 314	3-4 týdny	3 633 Kč
397 095 400 020	100	5 x 2	705 x 140 x 212	3-4 týdny	3 903 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan pro ukládání kryoboxů o výšce 130 mm

Obj. číslo	Pro kryboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek [horizontální x vertikální]	Rozměry (dxšxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 012	130	4 x 2	566 x 140 x 275	3-4 týdny	3 428 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.