

Kryokontejner Quick Chill, PC

Rychle a opakovaně chladí biologické vzorky, pro použití v molekulární biologii (např. ethanolové srážení DNA/RNA vzorků). Quick Chill může být použit opakovaně až po dobu 45 minut, odstraňuje nepohodlné používání suchého ledu nebo alkoholových lázní.

- materiál: PC (polykarbonát)
- stěny vyplněny netoxickým izolačním roztokem
- odolný vůči rozbití
- protiskluzové gumové nohy



Vzorek	Objem	Čas na dosažení -20 °C (isopropylalkohol) nebo 0 °C (voda); při pokojové teplotě
Voda	1,5 ml	3,2 min
Voda	0,5 ml	4,0 min
IPA	1,5 ml	2,0 min
IPA	0,5 ml	2,8 min

Obj. číslo	Počet polí	Rozměry š x d x v [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 451 140 012	3 x 4	151 x 108 x 125	3-4 týdny	5 575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.