

Kyveta fluorescenční s PTFE víčkem, Hellma

- vhodná pro fluorometrii
- materiál: **křemenné sklo SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm)
- opticky zpracované jsou všechny čtyři strany
- délka vrstvy: 10 x 2 nebo 10 x 10 mm
- objem: 500 nebo 3500 μ l
- vnitřní šířka: 2 nebo 10 mm



i Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte kontaktovat.

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μ l]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 511 514	108.002F-QS	SUPRASIL QS	500	10 x 2	12,5x12,5x45	4-6 týdnů	9 500 Kč
634 177 511 512	101-QS	SUPRASIL QS	3500	10 x 10	12,5x12,5x45	2-3 týdny	4 325 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf](#)