


Kyvety pro spektrofotometry Onda

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako příslušenství ke spektrofotometrům Onda nabízíme kyvety pro různé typy měření:



- **kyvety z optického skla (VIS)**
 - vlnová délka: 320 až 1400 nm (viditelná oblast spektra)
 - délka optické dráhy: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 nebo 100 mm
- **kyvety z křemenného skla (UV/VIS)**
 - vlnová délka: 190 až 1400 nm (pro UV i viditelnou oblast spektra)
 - délka optické dráhy: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 nebo 100 mm
- **mikrokyvety z křemenného skla (UV/VIS)**
 - vlnová délka: 190 až 1400 nm (pro UV i viditelnou oblast spektra)
 - délka optické dráhy: 10 mm
 - objem: 100, 200, 500 nebo 1000 µl
 - používají se v kombinaci s jednomístným držákem mikrokyvety o optické délce 10 mm (výška paprsku 15 mm)
- **průtokové kyvety** z optického nebo křemenného skla
 - vlnová délka:
 - 190 až 1400 nm pro kyvety z křemenného skla
 - 320 až 1400 nm pro kyvety z optického skla
 - délka optické dráhy: 10 mm
 - objem: 700 µl
 - používají se v kombinaci se systémem Sipper nebo Sipper/Peltier

Kyvety z optického skla

Obj. číslo	Popis	Optická délka [mm]	Rozměry [mm]	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
464 861 000 382	Kyvety z optického skla	1	12,5x3,5x45	0,4	2	3-4 týdny	1 544 Kč
464 861 001 172	Kyvety z optického skla	2	12,5x5x45	0,75	2	3-4 týdny	1 201 Kč
464 861 001 182	Kyvety z optického skla	3	12,5x6x45	1,1	2	3-4 týdny	1 005 Kč
464 861 001 192	Kyvety z optického skla	5	12,5x8x45	1,8	2	3-4 týdny	809 Kč
464 861 000 252	Čtvercové kyvety z optického skla	10	12,5x12,5x45	3,5	4	3-4 týdny	368 Kč
464 861 000 262	Kyvety z optického skla	20	12,5x22,5x45	7	4	3-4 týdny	1 029 Kč
464 861 000 272	Kyvety z optického skla	30	12,5x32,5x45	10,5	4	3-4 týdny	1 127 Kč
464 861 000 282	Kyvety z optického skla	50	12,5x52,5x45	17,5	4	3-4 týdny	1 470 Kč
464 861 000 292	Kyvety z optického skla	100	12,5x102,5x45	35	4	3-4 týdny	3 920 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kyvety z křemenného skla

Obj. číslo	Popis	Optická délka [mm]	Rozměry [mm]	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
464 861 000 522	Kyvety z křemenného skla	1	12,5x3,5x45	0,4	2	3-4 týdny	5 390 Kč
464 861 001 282	Kyvety z křemenného skla	2	12,5x5x45	0,75	2	3-4 týdny	5 096 Kč
464 861 001 292	Kyvety z křemenného skla	3	12,5x6x45	1,1	2	3-4 týdny	4 116 Kč
464 861 001 302	Kyvety z křemenného skla	5	12,5x8x45	1,8	2	3-4 týdny	3 063 Kč
464 861 000 302	Čtvercové kyvety z křemenného skla	10	12,5x12,5x45	3,5	2	3-4 týdny	1 911 Kč
464 861 000 312	Kyvety z křemenného skla	20	12,5x22,5x45	7	2	3-4 týdny	3 528 Kč
464 861 000 322	Kyvety z křemenného skla	30	12,5x32,5x45	10,5	2	3-4 týdny	3 920 Kč
464 861 000 332	Kyvety z křemenného skla	50	12,5x52,5x45	17,5	2	3-4 týdny	7 301 Kč
464 861 000 342	Kyvety z křemenného skla	100	12,5x102,5x45	35	2	3-4 týdny	12 740 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrokyvety z křemenného skla

Obj. číslo	Popis	Optická délka [mm]	Rozměry [mm]	Objem [μl]	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 352	Mikrokyveta z křemenného skla	10	12,5x12,5x45	100	3-4 týdny	2 573 Kč
464 861 000 362	Mikrokyveta z křemenného skla	10	12,5x12,5x45	200	3-4 týdny	2 769 Kč
464 861 000 372	Mikrokyveta z křemenného skla	10	12,5x12,5x45	500	3-4 týdny	2 769 Kč
464 861 000 392	Mikrokyveta z křemenného skla	10	12,5x12,5x45	1000	3-4 týdny	3 185 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Průtokové kyvety

Obj. číslo	Popis	Optická délka [mm]	Rozměry [mm]	Objem [μl]	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 492	Průtoková kyveta z optického skla, výška centrálního paprsku 15 mm	10	12,5x12,5x45	700	3-4 týdny	2 328 Kč

Obj. číslo	Popis	Optická délka [mm]	Rozměry [mm]	Objem [μl]	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 502	Průtoková kyveta z křemenného skla, výška centrálního paprsku 15 mm	10	12,5x12,5x45	700	3-4 týdny	3 063 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.