

LABORATORNÍ ARMATURY - VODA

VERKON > Digestoře a nábytek > Laboratorní armatury > Laboratorní armatury - voda

Armatura laboratorní vodovodní, stojánková, TOF

- 3 typy: nízká s pevným ramenem, vysoká s pevným ramenem nebo vysoká s otočným ramenem
- barva: šedá
- barevné značení dle DIN 13792
- závit G 1/2" (v souladu s normou EN ISO 228/1)
- šroubovací výtoková olivka (v souladu s normou DIN 12898)
- maximální pracovní tlak 10 bar
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení



Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 751 001 245	1001/245	Pevné rameno, nízká	G 1/2"	4-6 týdnů	2 228 Kč
700 751 001 360	1001/360	Pevné rameno, vysoká	G 1/2"	Skladem, do 1 týdne	2 805 Kč
700 751 001 270	1001/270	Otočné rameno, vysoká	G 1/2"	4-6 týdnů	2 035 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- [Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-245-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-360-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-270-EN.pdf](#)

Armatura laboratorní vodovodní, stojánková směšovací, TOF




- 3 typy, které se liší výškou a závitem (G 3/4" nebo G 3/8" nebo G 1/2")
- otočné rameno
- barva: šedá
- barevné značení dle DIN 13792
- šroubovací výtoková olivka (v souladu s normou DIN 12898)
- maximální pracovní tlak 10 bar
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení



Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 751 001 275	1001/275	Otočné rameno, vysoká	G 3/4"	Skladem, do 1 týdne	2 613 Kč
700 751 001 280	1001/280	Otočné rameno, vysoká	G 3/8"	Skladem, do 1 týdne	3 855 Kč
700 751 001 304	1001/304	Otočné rameno, vysoká	G 1/2"	Skladem, do 1 týdne	3 505 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-275-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-280-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-304-EN.pdf

Armatura laboratorní vodovodní, nástěnná, TOF



- 2 typy, které se liší délkou ramene
- barva: šedá
- barevné značení dle DIN 13792
- závit G 3/8" (v souladu s normou EN ISO 228/1)
- šroubovací výtoková olivka (v souladu s normou DIN 12898)
- maximální pracovní tlak 10 bar
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení



Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 751 001 083	1001/83	Délka ramene 151 mm	3/8"	Skladem, do 1 týdne	1 790 Kč
700 751 001 085	1001/85	Délka ramene 230 mm	3/8"	Skladem, do 1 týdne	1 825 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-83-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-85-EN.pdf

Armatura laboratorní vodovodní, nástěnná směšovací, TOF


- otočné rameno
- barva: šedá
- barevné značení dle DIN 13792
- závit G 1,2" (v souladu s normou EN ISO 228/1), rozteč 150 mm
- šroubovací výtoková olivka (v souladu s normou DIN 12898)
- maximální pracovní tlak 10 bar
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení



Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 751 001 173	1001/173	Otočné rameno	G 1,2"	4-6 týdnů	4 188 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-173-EN.pdf](#)