

## Silikagel pro exsikátory bez indikátoru

| Další názvy     |                 | vzorec |        | CAS                 | Výstražné symboly GHS |
|-----------------|-----------------|--------|--------|---------------------|-----------------------|
|                 |                 |        |        |                     |                       |
| Objednací číslo | Kvalita         | Obsah  | Balení | Dostupnost          | Cena                  |
| 03563G1000      | pro spec. účely |        | 1000 g | Skladem, do 1 týdne | 380 Kč                |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*