

LABORATORNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Teploměry > Laboratorní

Teploměr obalový pro všeobecné použití

- provedení: obalový, neobložená prismatická kapilára, plný ponor
- stupnice z mléčného skla
- náplň: organická
- průměr: 8 - 9 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 111 015	-80 ... 30	1	260	2-3 týdny	445 Kč
170 020 111 025	-60 ... 50	1	260	2-3 týdny	430 Kč
170 020 111 235	-35 ... 50	0,5	280	2-3 týdny	393 Kč
170 020 111 035	-35 ... 50	1	260	1 ks	452 Kč
170 020 111 065	-35 ... 110	1	280	Skladem	413 Kč
170 020 111 245	-10 ... 50	0,5	260	2-3 týdny	363 Kč
170 020 111 045	-10 ... 50	1	200	2-3 týdny	363 Kč
170 020 111 255	-10 ... 110	0,5	300	Skladem	417 Kč
170 020 111 055	-10 ... 110	1	260	Skladem	378 Kč
170 020 111 275	-10 ... 150	0,5	340	3-4 týdny	478 Kč
170 020 111 075	-10 ... 150	1	280	Skladem	419 Kč
170 020 111 085	-10 ... 200	1	300	Skladem	473 Kč
170 020 111 095	-10 ... 270	1	300	2-3 týdny	568 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr obalový s jemným dělením stupnice

- provedení: obalový, kulatá neobložená kapilára, plný ponor
- stupnice z mléčného skla, upevněna ve Fuessově sedle
- náplň: organická
- průměr: 10 - 11 mm
- ukončení: zátav podle Richtra s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 111 405	-55 ... 30	0,2	420	1-2 týdny	954 Kč
170 021 114 101	-35 ... 50	0,2	420	1-2 týdny	962 Kč
170 021 114 301	0 ... 50	0,2	340	1-2 týdny	795 Kč
170 021 116 301	0 ... 50	0,1	450	1-2 týdny	859 Kč
170 021 114 401	0 ... 100	0,2	420	1-2 týdny	939 Kč
170 021 116 401	0 ... 100	0,1	580	1-2 týdny	1 238 Kč
170 021 114 501	0 ... 150	0,2	480	1-2 týdny	1 270 Kč
170 011 146 001	0 ... 200	0,2	580	1-2 týdny	1 457 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr tyčinkový pro všeobecné použití

- provedení: tyčinkový, kulatá bíle obložená kapilára, plný ponor
- stupnice leptaná na povrchu kapiláry
- náplň: organická
- průměr: 6 - 7 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 121 015	-80 ... 30	1	260	1-2 týdny	358 Kč
170 020 121 025	-60 ... 50	1	260	1-2 týdny	320 Kč
170 020 121 235	-35 ... 50	0,5	280	1 ks	387 Kč 320 Kč
170 020 121 035	-35 ... 50	1	260	1-2 týdny	310 Kč
170 020 121 065	-35 ... 110	1	280	Skladem	361 Kč
170 020 121 245	-10 ... 50	0,5	260	1-2 týdny	305 Kč
170 020 121 045	-10 ... 50	1	200	1-2 týdny	336 Kč

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 121 255	-10 ... 110	0,5	300	Skladem	363 Kč
170 020 121 055	-10 ... 110	1	260	Skladem	322 Kč
170 020 121 275	-10 ... 150	0,5	340	Skladem	375 Kč
170 020 121 075	-10 ... 150	1	280	Skladem	342 Kč
170 020 121 085	-10 ... 200	1	300	Skladem	398 Kč
170 020 121 095	-10 ... 250	1	300	1-2 týdny	420 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr tyčinkový pro kontrolu chladicího zařízení

- provedení: tyčinkový, kulatá bíle obložená kapilára, plný ponor
- stupnice leptaná na povrchu kapiláry
- náplň: organická
- průměr: 6 – 7 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 123 001	-80 ... 35	1	150	2-3 týdny	331 Kč
170 020 123 002	-40 ... 35	1	135	2-3 týdny	320 Kč
170 020 123 301	-10 ... 200	1	190	2-3 týdny	324 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikroteploměr tyčinkový

- provedení: tyčinkový, kulatá bíle obložená kapilára, plný ponor
- stupnice leptaná na povrchu kapiláry
- náplň: organická
- průměr: 4 – 5 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 212 181 001	0 ... 100	0,5	200	1-2 týdny	306 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.