

LABORATORNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Teploměry > Laboratorní

Teploměr obalový pro všeobecné použití

- provedení: obalový, neobložená prismatická kapilára, plný ponor
- stupnice z mléčného skla
- náplň: organická
- průměr: 8 - 9 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 111 015	-80 ... 30	1	260	2-3 týdny	465 Kč
170 020 111 025	-60 ... 50	1	260	2-3 týdny	450 Kč
170 020 111 235	-35 ... 50	0,5	280	2-3 týdny	411 Kč
170 020 111 065	-35 ... 110	1	280	2-3 týdny	431 Kč
170 020 111 245	-10 ... 50	0,5	260	Skladem, do 1 týdne	379 Kč
170 020 111 045	-10 ... 50	1	200	2-3 týdny	379 Kč
170 020 111 255	-10 ... 110	0,5	300	Skladem, do 1 týdne	436 Kč
170 020 111 055	-10 ... 110	1	260	Skladem, do 1 týdne	395 Kč
170 020 111 275	-10 ... 150	0,5	340	Skladem, do 1 týdne	499 Kč
170 020 111 075	-10 ... 150	1	280	Skladem, do 1 týdne	438 Kč
170 020 111 085	-10 ... 200	1	300	Skladem, do 1 týdne	494 Kč
170 020 111 095	-10 ... 270	1	300	Skladem, do 1 týdne	593 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr obalový s jemným dělením stupnice

- provedení: obalový, kulatá neobložená kapilára, plný ponor
- stupnice z mléčného skla, upevněna ve Fuessově sedle
- náplň: organická
- průměr: 10 - 11 mm
- ukončení: zátav podle Richtra s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 111 405	-55 ... 30	0,2	420	1-2 týdny	996 Kč
170 021 114 101	-35 ... 50	0,2	420	1-2 týdny	1 005 Kč
170 021 114 301	0 ... 50	0,2	340	1-2 týdny	830 Kč
170 021 116 301	0 ... 50	0,1	450	1-2 týdny	897 Kč
170 021 114 401	0 ... 100	0,2	420	1-2 týdny	981 Kč
170 021 116 401	0 ... 100	0,1	580	Skladem, do 1 týdne	1 294 Kč
170 021 114 501	0 ... 150	0,2	480	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr tyčinkový pro všeobecné použití

- provedení: tyčinkový, kulatá bíle obložená kapilára, plný ponor
- stupnice leptaná na povrchu kapiláry
- náplň: organická
- průměr: 6 - 7 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 121 015	-80 ... 30	1	260	1-2 týdny	374 Kč
170 020 121 025	-60 ... 50	1	260	1-2 týdny	334 Kč
170 020 121 235	-35 ... 50	0,5	280	Skladem, do 1 týdne	405 Kč
170 020 121 035	-35 ... 50	1	260	1-2 týdny	324 Kč
170 020 121 065	-35 ... 110	1	280	Skladem, do 1 týdne	378 Kč

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 121 245	-10 ... 50	0,5	260	1-2 týdny	319 Kč
170 020 121 045	-10 ... 50	1	200	1-2 týdny	299 Kč
170 020 121 255	-10 ... 110	0,5	300	Skladem, do 1 týdne	379 Kč
170 020 121 055	-10 ... 110	1	260	Skladem, do 1 týdne	336 Kč
170 020 121 275	-10 ... 150	0,5	340	Skladem, do 1 týdne	392 Kč
170 020 121 075	-10 ... 150	1	280	Skladem, do 1 týdne	357 Kč
170 020 121 085	-10 ... 200	1	300	Skladem, do 1 týdne	415 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr tyčinkový pro kontrolu chladicího zařízení

- provedení: tyčinkový, kulatá bíle obložená kapilára, plný ponor
- stupnice leptaná na povrchu kapiláry
- náplň: organická
- průměr: 6 - 7 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 123 001	-80 ... 35	1	150	2-3 týdny	346 Kč
170 020 123 002	-40 ... 35	1	135	2-3 týdny	335 Kč
170 020 123 301	-10 ... 200	1	190	2-3 týdny	338 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikroteploměr tyčinkový

- provedení: tyčinkový, kulatá bíle obložená kapilára, plný ponor
- stupnice leptaná na povrchu kapiláry
- náplň: organická
- průměr: 4 - 5 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 212 181 001	0 ... 100	0,5	200	1-2 týdny	320 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.