

STOJANY A ZVEDÁČKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Stojany, držáky, svorky a kruhy > Stojany a zvedáčky

Stojan laboratorní s kovovou deskou a šroubovací tyčí

Narozeninová akce

Sleva 10 %

Sleva platí do 29. 5. 2026

- délka tyče: 750 a 1000 mm
- průměr tyče: 12 mm
- rozměry desky (h x š x v): 240 x 150 x 18 mm
- stabilní konstrukce
- slouží k uchycení laboratorního nádobí a jednotlivých částí aparatur



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují [křížové svorky](#), [držáky na chladič](#), [kruhy na filtraci](#), [třínožky](#) a různé typy skleněných [baněk](#).

Obj. číslo	Popis	Délka tyče [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 110 301	Univerzální laboratorní stojan	750	Skladem, do 1 týdne	730 Kč 657 Kč
396 551 110 302	Univerzální laboratorní stojan	1000	Skladem, do 1 týdne	760 Kč 684 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan laboratorní BUNSEN, kompletní

Narozeninová akce

Sleva 10 %

Sleva platí do 29. 5. 2026

- slouží k uchycení laboratorního nádobí a jednotlivých částí aparatur
- kompletní sestava obsahuje:
 - 1 ks [stojanu s kovovou deskou a tyčí](#) délky 750 mm
 - 3 ks [kruhu na vaření](#) (průměr 80, 100 a 130 mm)
 - 1 ks velkého [držáku na chladič](#)
 - 1 ks [držáku bez svorky](#) typu I
 - 1 ks [držáku bez svorky](#) typu II
 - 6 ks [křížových svorek](#)



Obj. číslo	Popis	Délka tyče [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 110 100	Včetně 3 ks kruhů na vaření, držáku na chladič, 2 ks držáků bez svorky a 6 ks křížových svorek	750	4-6 týdnů	2 790 Kč 2 511 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zvedáček laboratorní

- rozměry plošiny: 100 x 100, 160 x 130, 200 x 200 a 240 x 240 mm
- materiál plošiny: hliník lakovaný práškovou barvou nebo chromniklová ocel 18/10
- nůžková konstrukce z chromniklové oceli 18/10
- maximální dynamické zatížení: 5 nebo 7 kg (dle velikosti plošiny)
- plynulé nastavení výšky pomocí ergonomicky tvarovaného kolečka (snadná obsluha)
- v souladu s DIN 12897



Zvedáček s hliníkovou plošinou

Obj. číslo	Plošina [mm]	Výška zdvihu [mm]	Dynamické zatížení [kg]	Statické zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 011 015	Hliníková, 100 x 100	55 – 120	max. 5	max. 10	2-3 týdny	4 462 Kč
397 210 011 020	Hliníková, 160 x 130	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	3 635 Kč
397 210 011 030	Hliníková, 200 x 200	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	4 206 Kč
397 210 011 040	Hliníková, 240 x 240	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	4 773 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zvedáček s nerezovou plošinou

Obj. číslo	Plošina [mm]	Výška zdvihu [mm]	Dynamické zatížení [kg]	Statické zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 011 115	Nerezová, 100 x 100	55 – 120	max. 5	max. 10	2-3 týdny	4 469 Kč
397 210 011 120	Nerezová, 160 x 130	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	4 612 Kč
397 210 011 130	Nerezová, 200 x 200	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	5 547 Kč
397 210 011 140	Nerezová, 240 x 240	60 – 275	max. 7	max. 30	2-3 týdny	5 922 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zvedáček laboratorní hliníkový, Labsolute

- rozměry plošiny: 120 x 140 nebo 121 x 150 mm
- materiál: eloxovaný hliník
- maximální statické zatížení: 50 nebo 80 kg (dle velikosti plošiny)
- plynulé nastavení výšky pomocí ergonomicky tvarovaného kolečka (snadná obsluha)



Obj. číslo	Plošina [mm]	Výška zdvihu [mm]	Statické zatížení [kg]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 890	120 x 140	58 - 242	max. 50	Červená	1-2 týdny	2 049 Kč
130 647 696 891	121 x 150	78 - 278	max. 80	Zlatá	Delší termín	2 469 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.