

Láhev čtyřhranná s graduací, mezivíčkem a očkem pro plombu, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný HDPE
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití plomby (očko na láhvi i uzávěru)
- mezivíčko a šroubový uzávěr (dobře těsní)
- šetří místo při skladování (obdélníkový tvar dna)
- vhodná pro skladování hustých kapalin, prášků i granulátů



| Obj. číslo | Objem [ml] | Graduace [ml] | Průměr hrdla [mm] | Rozměry (šxh xv) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 130 740 073 608 | 25 | 5 | 18,5 | 30x32x53 | 1-2 týdny | 17 Kč |
| 130 740 073 609 | 50 | 10 | 24 | 35x37x70 | Skladem, do 1 týdne | 19 Kč |
| 130 740 073 610 | 100 | 20 | 34,5 | 44x47x91 | Skladem, do 1 týdne | 19 Kč |
| 130 740 073 611 | 250 | 50 | 34,5 | 55x60,5x114 | Skladem, do 1 týdne | 24 Kč |
| 130 740 073 612 | 500 | 100 | 45 | 70x80x138 | Skladem, do 1 týdne | 31 Kč |
| 130 740 073 613 | 1000 | 100 | 60 | 82x102x176 | Skladem, do 1 týdne | 47 Kč |
| 130 740 073 614 | 2000 | 100 | 60 | 100x134x210 | 1-2 týdny | 88 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.