

Láhev čtyřhranná s UN kódem a GL závitem, bez uzávěru, HDPE

Materiál: HDPE

- vhodná pro odběr vzorků, skladování a přepravu pevných a pastovitých látek
- objem: 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2500 a 4000 ml
- materiál: transparentní nebo bílý HDPE
- široké hrdlo se závitem GL
- UN kód (splňuje předpisy OSN pro volně ložené zboží - platí pouze v kombinaci s níže nabízenými uzávěry!)
- volitelné příslušenství - pomůcka pro snadné otevírání/zavírání láhví a 3 typy uzávěrů:
 - **černý** s PE vložkou, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku
 - **červený** s PE vložkou a odtrhávacím bezpečnostním kroužkem
 - speciálně tvarovaný **modrý** bez PE vložky, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem
- **informace k dodávce:** láhev **nemá** uzávěr, uzávěr se objednává samostatně



Čtyřhranné láhve s UN kódem z transparentního HDPE

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Rozměry (šxhxv) [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 870	Transparentní	100	45x45x101	32	3H1/X0.3/S	3-4 týdny	20 Kč
130 069 072 871	Transparentní	250	59x59x128	45	3H1/X0.8/S	3-4 týdny	26 Kč
130 069 072 872	Transparentní	500	75x75x161	54	3H1/X1.5/S	3-4 týdny	37 Kč
130 069 072 878	Transparentní	750	83x83x185	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	102 Kč
130 069 072 873	Transparentní	1000	85x85x212	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	49 Kč
130 069 072 874	Transparentní	1500	108x108x209	80	3H1/X4/S	3-4 týdny	60 Kč
130 069 072 875	Transparentní	2500	122x122x258	80	3H1/X5/S	3-4 týdny	77 Kč
130 069 072 876	Transparentní	4000	142x142x294	80	3H1/X5.5/S	3-4 týdny	139 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Čtyřhranné láhve s UN kódem z bílého HDPE

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Rozměry (šxhxv) [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----------	------------	----------------------	---------	--------	------------	-----------

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Rozměry (šxh xv) [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 880	Bílá	100	45x45x101	32	3H1/X0.3/S	3-4 týdny	21 Kč
130 069 072 881	Bílá	250	59x59x128	45	3H1/X0.8/S	3-4 týdny	27 Kč
130 069 072 882	Bílá	500	75x75x161	54	3H1/X1.5/S	3-4 týdny	39 Kč
130 069 072 883	Bílá	750	83x83x185	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	107 Kč
130 069 072 884	Bílá	1000	85x85x212	54	3H1/X2.5/S	3-4 týdny	51 Kč
130 069 072 885	Bílá	1500	108x108x209	80	3H1/X4/S	3-4 týdny	63 Kč
130 069 072 886	Bílá	2500	122x122x258	80	3H1/X5/S	3-4 týdny	81 Kč
130 069 072 887	Bílá	4000	142x142x294	80	3H1/X5.5/S	3-4 týdny	145 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: 3 typy uzávěrů

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 895	Uzávěr se závitem GL 32 pro čtyřhranné láhve o objemu 100 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního proužku	Černá	3-4 týdny	13 Kč
130 069 072 896	Uzávěr se závitem GL 45 pro čtyřhranné láhve o objemu 250 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku	Černá	3-4 týdny	15 Kč
130 069 072 897	Uzávěr se závitem GL 54 pro čtyřhranné láhve o objemu 500/750/1000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku	Černá	3-4 týdny	16 Kč
130 069 072 898	Uzávěr se závitem GL 80 pro čtyřhranné láhve o objemu 1500/2500/4000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, bez odtrhávacího bezpečnostního kroužku	Černá	3-4 týdny	31 Kč
130 069 072 900	Uzávěr se závitem GL 32 pro čtyřhranné láhve o objemu 100 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	15 Kč
130 069 072 901	Uzávěr se závitem GL 45 pro čtyřhranné láhve o objemu 250 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	20 Kč
130 069 072 902	Uzávěr se závitem GL 54 pro čtyřhranné láhve o objemu 500/750/1000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	23 Kč
130 069 072 903	Uzávěr se závitem GL 80 pro čtyřhranné láhve o objemu 1500/2500/4000 ml, těsnicí vložka z pěnového PE, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Červená	3-4 týdny	45 Kč

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 069 072 092	Uzávěr se závitěm GL 32 pro čtyřhranné láhve o objemu 100 ml, bez těsnicí vložky, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Modrá	Skladem, do 1 týdne	8 Kč
130 069 072 893	Uzávěr se závitěm GL 80 pro čtyřhranné láhve o objemu 1500/2500/4000 ml, bez těsnicí vložky, s odtrhávacím bezpečnostním kroužkem	Modrá	3-4 týdny	18 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Pomůcka pro snadné otevírání/zavírání láhví

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
130 066 204 802	Pomůcka pro snadné otevírání/zavírání láhví	3-4 týdny	322 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.