

## Láhev čtyřhranná s UN kódem a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2500 a 4000 ml
- materiál: láhev HDPE (transparentní), uzávěr PP (modrý)
- šroubový uzávěr se závitem GL
- UN kód, splňuje předpisy OSN pro volně ložené zboží
- vhodná pro odběr vzorků, skladování a přepravu pevných a pastovitých látek



Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry (šxh xv) [mm]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	GL [mm]	UN kód	Dostupnost	Cena / ks
399 103 420 100	100	45x45x101	24	32	UN3H1/X0.3	2-3 týdny	51 Kč
399 103 420 250	250	59x59x130	35	45	UN3H1/X0.8	2-3 týdny	74 Kč
399 103 420 500 1	500	75x75x162	43	54	UN3H1/X1.5	3-4 týdny	86 Kč
399 103 420 750	750	83x83x188	43	54	UN3H1/X2.5	4-6 týdnů	86 Kč
399 103 421 000 1	1000	85x85x214	43	54	UN3H1/X2.5	2-3 týdny	87 Kč
399 103 421 500	1500	108x108x209	69	80	UN3H1/X4	4-6 týdnů	140 Kč
399 103 422 500	2500	122x122x260	69	80	UN3H1/X5	4-6 týdnů	188 Kč
399 103 424 000	4000	142x142x294	69	80	UN3H1/X5.5	2-3 týdny	229 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Packaging-containers-with-UN-approval-EN.pdf