

Láhev čtyřhranná s UN kódem a se šroubovým uzávěrem se závitem GL, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2500 a 4000 ml
- materiál: láhev HDPE (transparentní), uzávěr PP (modrý)
- šroubový uzávěr se závitem GL
- UN kód, splňuje předpisy OSN pro volně ložené zboží
- vhodná pro odběr vzorků, skladování a přepravu pevných a pastovitých látek



| Obj. číslo | Objem [ml] | Rozměry (šxhxv) [mm] | Vnitřní průměr hrdla [mm] | GL [mm] | UN kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|------------|----------------------|---------------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 399 103 420 100 | 100 | 45x45x101 | 24 | 32 | UN3H1/X0.3 | 2-3 týdny | 51 Kč |
| 399 103 420 250 | 250 | 59x59x130 | 35 | 45 | UN3H1/X0.8 | 2-3 týdny | 74 Kč |
| 399 103 420 500 1 | 500 | 75x75x162 | 43 | 54 | UN3H1/X1.5 | 3-4 týdny | 86 Kč |
| 399 103 420 750 | 750 | 83x83x188 | 43 | 54 | UN3H1/X2.5 | 4-6 týdnů | 86 Kč |
| 399 103 421 000 1 | 1000 | 85x85x214 | 43 | 54 | UN3H1/X2.5 | 2-3 týdny | 87 Kč |
| 399 103 421 500 | 1500 | 108x108x209 | 69 | 80 | UN3H1/X4 | 4-6 týdnů | 140 Kč |
| 399 103 422 500 | 2500 | 122x122x260 | 69 | 80 | UN3H1/X5 | 4-6 týdnů | 188 Kč |
| 399 103 424 000 | 4000 | 142x142x294 | 69 | 80 | UN3H1/X5.5 | 2-3 týdny | 229 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Packaging-containers-with-UN-approval-EN.pdf