

## Láhev dle Woulffa, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 5 000, 10 000 nebo 20 000 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem
- vypouštěcí kohout se skleněným kladívkem (součástí dodávky)
- zabroušená skleněná zátka (součástí dodávky)
- vhodná pro pročišťování



Obj. číslo	Objem [ml]	NZ hrdla	NZ pro kohout	Dostupnost	Cena / ks
632 415 046 956	5000	45/40	24/29	1-2 týdny	3 980 Kč
632 415 046 966	10000	50/42	29/32	Na dotaz	5 631 Kč
632 415 046 968	20000	50/42	29/32	Na dotaz	7 400 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Náhradní výtokový kohout

Obj. číslo	Popis	NZ	Vrtání [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 441 332 061	Výtokový kohout pro láhev o objemu 500, 1000 a 2000 ml	19/26	2,5	Kontaktujte nás	
632 441 332 071	Výtokový kohout pro láhev o objemu 5000 ml	24/29	4	Kontaktujte nás	
632 441 332 081	Výtokový kohout pro láhev o objemu 10, 15 a 20 l	29/32	6	Skladem, do 1 týdne	1 743 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*