

## Láhev hranatá se zabroušenou zátkou, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 100, 150, 250, 350, 500 a 750 ml
- široké zabroušené hrdlo
- skleněná zabroušená zátka



**i** Výrobce postupně mění design zátek z hladkých na vroubkované. V současné době probíhá doprodej skladových zásob. Vaše objednávka proto může obsahovat zátky dvojího typu, hladké a/nebo vroubkované (i obojí).

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 212 100	100	51,1 x 51,1	115	29/22	Skladem, do 1 týdne	89 Kč
632 414 212 150	150	70,5 x 51,5	116,1	29/22	1-2 týdny	93 Kč
632 414 212 250	250	70 x 50	156	29/22	Skladem, do 1 týdne	110 Kč
632 414 212 350	350	71,5 x 71,5	165,5	34,5/22	Skladem, do 1 týdne	125 Kč
632 414 212 500	500	92 x 71	162,9	34,5/24	1-2 týdny	133 Kč
632 414 212 750	750	90 x 70	246	45/27	Skladem, do 1 týdne	152 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*