

Láhev indikátorová, čirá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 50 nebo 100 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- zabroušená skleněná pipetka



| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr láhve [mm] | Výška láhve [mm] | Výška s pipetkou [mm] | NZ | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------|---------------------|-----------|
| 632 425 020 050 | 50 | 42 | 77 | 107 | 14/15 | Skladem, do 1 týdne | 267 Kč |
| 632 425 020 100 | 100 | 52 | 103 | 133 | 14/23 | Skladem, do 1 týdne | 282 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.