

## Láhev indikátorová, čirá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50 nebo 100 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- zabroušená skleněná pipetka



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška láhve [mm]	Výška s pipetkou [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 425 020 050	50	42	77	107	14/15	Skladem, do 1 týdne	267 Kč
632 425 020 100	100	52	103	133	14/23	Skladem, do 1 týdne	282 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.