

## Láhev indikátorová, hnědá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100 a 250 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- zabroušená skleněná pipetka



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška láhve [mm]	Výška s pipetkou [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 425 023 050	50	42	77	107	14/15	1-2 týdny	279 Kč
632 425 023 100	100	52	103	133	14/23	Skladem, do 1 týdne	296 Kč
632 425 023 250	250	70	131	161	19/26	1-2 týdny	332 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.