

## Láhev kapací bez uzávěru, PE

- objem: 20, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PE
- bez graduace
- závit pro GL uzávěr (dobře těsní)
- **informace k dodávce:** láhev je dodávána bez uzávěru (uzávěr s kapátkem nebo uzávěr bez kapátka se objednává samostatně)



### Láhve bez uzávěru

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 311 000 020	20	32	57	14	3-4 týdny	11 Kč
331 311 000 050	50	40	84	18	Skladem, do 1 týdne	16 Kč
331 311 000 100	100	45	102	18	Skladem, do 1 týdne	19 Kč
331 311 000 250	250	60	138	25	Skladem, do 1 týdne	35 Kč
331 311 000 500	500	75	169	25	Skladem, do 1 týdne	43 Kč
331 311 001 000	1000	95	212	28	3-4 týdny	69 Kč
331 311 002 000	2000	120	260	28	3-4 týdny	125 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Uzávěry s kapátkem

Obj. číslo	Provedení	GL [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
331 316 000 014	Uzávěr šroubovací s kapátkem	14	PE	3-4 týdny	6 Kč
331 316 000 018	Uzávěr šroubovací s kapátkem	18	PE	Skladem, do 1 týdne	10 Kč
331 316 000 025	Uzávěr šroubovací s kapátkem	25	PE	Skladem, do 1 týdne	10 Kč
331 316 000 028	Uzávěr šroubovací s kapátkem	28	PE	3-4 týdny	12 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Uzávěry bez kapátka

Obj. číslo	Provedení	GL [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
331 312 000 014	Uzávěr šroubovací	14	PE	3-4 týdny	3 Kč
331 312 000 018	Uzávěr šroubovací	18	PE	3-4 týdny	8 Kč
331 312 000 025	Uzávěr šroubovací	25	PE	Skladem, do 1 týdne	11 Kč
331 312 000 028	Uzávěr šroubovací	28	PE	3-4 týdny	12 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*