

## Láhev kapací včetně šroubového uzávěru se závitem GL, PE

Materiál: PE

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- materiál: průhledný PE
- graduace pro snadné plnění
- možnost použití štítku (očko na láhvi)
- uzávěr s kapátkem a se závitem GL (dobře těsní)
- v souladu s DIN 13316 a 168
- vhodná na kapaliny, včetně olejů



Obj. číslo	Objem [ml]	Graduace [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 193 306	100	20	13	48	106	18	2-3 týdny	33 Kč
331 850 193 305	250	25	19	60	148	25	Skladem, do 1 týdne	46 Kč
331 850 193 337	500	100	19	75	180	25	4-6 týdnů	50 Kč
331 850 193 308	1000	100	23	95	222	32	3-4 týdny	80 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*