

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Vzorkovače pro mlékárenství > Vzorkovače na mléko > Láhev na vzorek mléka

Láhev na vzorek mléka

Výrobci a značky: Funke Gerber

- objem: 50 ml
- materiál: PP
- horní průměr (vnitřní/vnější): 24/27 mm
- spodní průměr (vnější): 32 mm
- výška: 104 mm
- kovové dno
- **informace k dodávce:** zátka **není** součástí dodávky láhve (objednává se samostatně)



Láhev na vzorek mléka

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 041	50	S kovovým dnem, bez zátky, PP	4-6 týdnů	69 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zátka k láhvím na vzorek mléka

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 042	Zátka pro láhev s kovovým dnem o objemu 50 ml	4-6 týdnů	32 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na vzorkovací láhve na mléko

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 091	Drátěný stojan na 50 ks 50ml láhví s kovovým dnem	4-6 týdnů	3 059 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.