

VERKON &gt; Přístroje a pomůcky pro mlékárenství &gt; Vzorkovače pro mlékárenství &gt; Vzorkovače na mléko &gt; Láhev na vzorek mléka

## Láhev na vzorek mléka

Výrobci a značky: Funke Gerber

- objem: 50 ml
- materiál: PP
- horní průměr (vnitřní/vnější): 24/27 mm
- spodní průměr (vnější): 32 mm
- výška: 104 mm
- kovové dno
- **informace k dodávce:** zátka **není** součástí dodávky láhve (objednává se samostatně)



### Láhev na vzorek mléka

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 041	50	S kovovým dnem, bez zátky, PP	4-6 týdnů	69 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Zátka k láhvím na vzorek mléka

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 042	Zátka pro láhev s kovovým dnem o objemu 50 ml	4-6 týdnů	32 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Stojan na vzorkovací láhve na mléko

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 091	Drátěný stojan na 50 ks 50ml láhví s kovovým dnem	4-6 týdnů	3 059 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*