

## Láhev odsávací s plastovou olivkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250, 500, 1 000 a 2 000 ml (kuželovitý tvar)
- objem: 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 a 20 000 ml (válcovitý tvar)
- silnostěnná
- bílá ploška na popis
- vhodná pro vakuovou filtraci



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#), [těsnění GUKO](#) a [promývačky](#).

### Odsávací láhve s plastovou olivkou pro hadice o průměru 6 až 10 mm, Isolab

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Dostupnost	Cena / ks
120 064 002 100	100	Kuželovitý	4-6 týdnů	470 Kč
120 064 002 250	250	Kuželovitý	4-6 týdnů	660 Kč
120 064 002 500	500	Kuželovitý	4-6 týdnů	957 Kč
120 064 002 901	1000	Kuželovitý	4-6 týdnů	1 586 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Odsávací láhve s plastovou olivkou, Simax, kat. číslo 2419

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Průměr dna [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 412 021 100	100	Kuželovitý	70	24	105	1-2 týdny	565 Kč
632 412 021 250	250	Kuželovitý	85	35	145	1-2 týdny	698 Kč
632 412 021 500	500	Kuželovitý	105	35	175	1-2 týdny	758 Kč
632 412 021 940	1000	Kuželovitý	135	45	230	1-2 týdny	1 024 Kč
632 412 021 950	2000	Kuželovitý	165	60	255	1-2 týdny	1 216 Kč
632 412 021 952	3000	Válcovitý	170	70	295	1-2 týdny	2 085 Kč
632 412 021 956	5000	Válcovitý	185	80	360	1-2 týdny	2 750 Kč
632 412 021 966	10000	Válcovitý	240	80	420	1-2 týdny	4 066 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Odsávací láhve s plastovou olivkou, Duran**

<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Tvar</b>	<b>Průměr dna [mm]</b>	<b>Průměr hrdla [mm]</b>	<b>Výška [mm]</b>	<b>Olivka [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
637 211 948 855	15000	Válcovitý	257	70	500	9	Delší termín	12 364 Kč
637 211 949 157	20000	Válcovitý	257	70	535	9	Delší termín	15 417 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*