

Láhev odsávací se skleněnou olivkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250, 500, 1 000 a 2 000 ml (kuželovitý tvar)
- objem: 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 a 20 000 ml (válcovitý tvar)
- silnostěnná
- bílá ploška na popis
- vhodná pro vakuovou filtraci
- vyhovuje ČSN EN ISO 6556



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#), [těsnění GUKO](#) a [promývačky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Průměr dna [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Olivka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 412 022 100	100	Kuželovitý	70	24	105	11	1-2 týdny	552 Kč
632 412 022 250	250	Kuželovitý	85	35	145	11	Skladem, do 1 týdne	643 Kč
632 412 022 500	500	Kuželovitý	105	35	175	11	Skladem, do 1 týdne	707 Kč
632 412 022 940	1000	Kuželovitý	135	45	230	11	Skladem, do 1 týdne	1 033 Kč
632 412 022 950	2000	Kuželovitý	165	60	255	11	Skladem, do 1 týdne	1 199 Kč
632 412 022 952	3000	Válcovitý	170	70	295	11	1-2 týdny	2 284 Kč
632 412 022 956	5000	Válcovitý	185	80	360	11	1-2 týdny	2 836 Kč
632 412 022 966	10000	Válcovitý	240	80	420	11	1-2 týdny	4 019 Kč
637 211 918 803	15000	Válcovitý	255	75	500	22	Delší termín	5 086 Kč
637 211 919 105	20000	Válcovitý	290	75	535	22	1-2 týdny	5 099 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.