

Láhev reagenční, čtyřhranná hnědá, DURAN

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- široké hrdlo
- bez uzávěru (objednává se samostatně)



Čtyřhranné reagenční láhve Duran bez uzávěru

Obj. číslo	Objem [ml]	Závit	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
637 238 262 402	100	DIN 32 S	49 x 49	111	10 ks	2-3 týdny	77 Kč
637 238 263 604	250	DIN 45 S	64 x 64	146	10 ks	2-3 týdny	141 Kč
637 238 264 403	500	DIN 54 S	76 x 76	173	10 ks	2-3 týdny	168 Kč
637 238 265 408	1000	DIN 54 S	97 x 97	213	10 ks	2-3 týdny	268 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Uzávěry k reagenčním láhvím Duran

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 293 031 901	Uzávěr s bezpečnostním kroužkem, modrý PP	DIN 32 S	10	2-3 týdny	246 Kč
637 293 032 803	Uzávěr s bezpečnostním kroužkem, modrý PP	DIN 45 S	10	2-3 týdny	382 Kč
637 293 033 208	Uzávěr s bezpečnostním kroužkem, modrý PP	DIN 54 S	10	2-3 týdny	441 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.