

## Láhev reagenční s červeným uzávěrem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr z PBT s PTFE těsněním
- teplotní odolnost uzávěru: max. 180 °C
- vylévací kroužek z ETFE
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1



**Náš TIP:** Zákazníci kupují i reagenční [láhve z hnědého skla](#) vhodné pro látky citlivé na světlo, hranaté [čiré, hnědé](#) reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadné plnění a čiré reagenční [láhve s modrým uzávěrem](#) a jiné typy [uzávěrů](#), včetně [multiportových](#).

### Reagenční láhve včetně uzávěru, vylévacího kroužku a těsnění, kat. číslo 2070/R

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 321 101	100	45	56	105	1-2 týdny	216 Kč
632 414 321 251	250	45	70	143	1-2 týdny	226 Kč
632 414 321 501	500	45	86	181	1-2 týdny	240 Kč
632 414 321 941	1000	45	101	230	1-2 týdny	274 Kč
632 414 321 951	2000	45	136	265	1-2 týdny	462 Kč
632 414 321 957	5000	45	181	336	Delší termín	1 363 Kč
632 414 321 967	10000	45	227	416	Delší termín	3 591 Kč
632 414 321 969	20000	45	288	512	Delší termín	5 231 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Náhradní uzávěry, vylévací kroužky a těsnění

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 003 421	Uzávěr šroubovací, GL 45, červený (bez těsnění)	1-2 týdny	64 Kč
632 918 003 424	Těsnění k šroubovacímu uzávěru GL 45	1-2 týdny	145 Kč
632 918 003 417	Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, červený	1-2 týdny	63 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.