

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hnědá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1
- vhodná pro skladování a přepravu látek citlivých na světlo



Náš TIP: Zákazníci kupují i hranaté **čiré** či **hnědé** reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadnější plnění, úzkohrdlé čiré reagenční láhve s **modrým** nebo **červeným** uzávěrem a jiné typy **uzávěrů**.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2070/H/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 511 050	50	32	46	91	1-2 týdny	260 Kč
632 414 345 100	100	45	56	105	1-2 týdny	460 Kč
632 414 345 250	250	45	70	143	1-2 týdny	483 Kč
632 414 345 500	500	45	86	181	1-2 týdny	851 Kč
632 414 345 942	1000	45	101	230	1-2 týdny	987 Kč
632 414 345 950	2000	45	136	265	1-2 týdny	1 260 Kč
632 414 345 956	5000	45	181	336	1-2 týdny	3 395 Kč
632 414 345 966	10000	45	227	416	1-2 týdny	5 636 Kč
632 414 345 968	20000	45	288	512	Na dotaz	7 351 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 279 1	Uzávěr šroubovací, GL 32, modrý	Na dotaz	44 Kč
632 918 002 280 1	Kroužek vylévací k láhvím s GL 32, modrý	1-2 týdny	6,50 Kč
632 918 003 430 1	Uzávěr šroubovací, GL 45, modrý	1-2 týdny	20 Kč
632 918 003 432 1	Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, modrý	1-2 týdny	7,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.