

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hnědá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1
- vhodná pro skladování a přepravu látek citlivých na světlo



Náš TIP: Zákazníci kupují i hranaté **čiré** či **hnědé** reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadnější plnění, úzkohrdlé čiré reagenční láhve s **modrým** nebo **červeným** uzávěrem a jiné typy **uzávěrů**.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2070/H/M

| Obj. číslo | Objem [ml] | GL [mm] | Průměr láhve [mm] | Výška [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 632 414 511 050 | 50 | 32 | 46 | 91 | 1-2 týdny | 278 Kč |
| 632 414 345 100 | 100 | 45 | 56 | 105 | 1-2 týdny | 329 Kč |
| 632 414 345 250 | 250 | 45 | 70 | 143 | 1-2 týdny | 371 Kč |
| 632 414 345 500 | 500 | 45 | 86 | 181 | 1-2 týdny | 623 Kč |
| 632 414 345 942 | 1000 | 45 | 101 | 230 | 1-2 týdny | 759 Kč |
| 632 414 345 950 | 2000 | 45 | 136 | 265 | 1-2 týdny | 998 Kč |
| 632 414 345 956 | 5000 | 45 | 181 | 336 | 1-2 týdny | 3 381 Kč |
| 632 414 345 966 | 10000 | 45 | 227 | 416 | 1-2 týdny | 5 617 Kč |
| 632 414 345 968 | 20000 | 45 | 288 | 512 | Na dotaz | 7 313 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|--|------------|-----------|
| 632 918 002 279 1 | Uzávěr šroubovací, GL 32, modrý | Na dotaz | 53 Kč |
| 632 918 002 280 1 | Kroužek vylévací k láhvím s GL 32, modrý | 1-2 týdny | 7 Kč |
| 632 918 003 430 1 | Uzávěr šroubovací, GL 45, modrý | 1-2 týdny | 20 Kč |
| 632 918 003 432 1 | Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, modrý | 1-2 týdny | 7,50 Kč |

