

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- široké hrdlo pro snadnou manipulaci s prášky nebo viskózními látkami
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- vhodná pro skladování a přepravu látek citlivých na světlo



Náš TIP: Zákazníci kupují i hnědé [úzkohrdlé](#) reagenční láhve, čiré [úzkohrdlé](#) reagenční láhve s [modrým](#) nebo [červeným](#) uzávěrem a čiré [hranaté](#) reagenční láhve s [širokým hrdlem](#) pro snadné plnění.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2080/H/M

| Obj. číslo | Objem [ml] | GL [mm] | Rozměry [mm] | Výška [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| 632 414 825 500 | 500 | 80 | 94 x 94 | 139 | 1-2 týdny | 820 Kč |
| 632 414 825 940 | 1000 | 80 | 105 x 105 | 185 | Delší termín | 933 Kč |
| 632 414 825 950 | 2000 | 80 | 115 x 115 | 258 | 4-6 týdnů | 1 257 Kč |
| 632 414 825 956 | 5000 | 80 | 160 x 160 | 357 | Skladem, do 1 týdne | 5 926 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|--|------------|-----------|
| 632 918 002 271 1 | Uzávěr šroubovací, GL 80, modrý | 1-2 týdny | 33 Kč |
| 632 918 002 272 1 | Kroužek vylévací k láhvím s GL 80, modrý | 1-2 týdny | 7 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

| Obj. číslo | Název - popis | Stav | Dostupnost | Cena / ks |
|------------|---------------|------|------------|-----------|
|------------|---------------|------|------------|-----------|

| Obj. číslo | Název - popis | Stav | Dostupnost | Cena / ks |
|---------------------|--|-------------|-------------------|--|
| OUT 632 414 825 956 | Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX, Objem [ml]: 5000, GL [mm]: 80 | Nové | 2 ks | 5 926 Kč 4 978 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.