

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- široké hrdlo pro snadnou manipulaci s prášky nebo viskózními látkami
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- vhodná pro skladování a přepravu látek citlivých na světlo



Náš TIP: Zákazníci kupují i hnědé **úzkohrdlé** reagenční láhve, číré **úzkohrdlé** reagenční láhve s **modrým** nebo **červeným** uzávěrem a číré **hranaté** reagenční láhve s **širokým hrdlem** pro snadné plnění.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2080/H/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 825 500	500	80	94 x 94	139	1-2 týdny	820 Kč
632 414 825 940	1000	80	105 x 105	185	Delší termín	933 Kč
632 414 825 950	2000	80	115 x 115	258	1-2 týdny	1 257 Kč
632 414 825 956	5000	80	160 x 160	357	Skladem, do 1 týdne	5 926 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 271 1	Uzávěr šroubovací, GL 80, modrý	1-2 týdny	33 Kč
632 918 002 272 1	Kroužek vylévací k láhvím s GL 80, modrý	1-2 týdny	7 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
------------	---------------	------	------------	-----------

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 632 414 825 956	Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX, Objem [ml]: 5000, GL [mm]: 80	Nové	2 ks	5 926 Kč 4 978 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.