

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- široké hrdlo pro snadnou manipulaci s prášky nebo viskózními látkami
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- vhodná pro skladování a přepravu



Náš TIP: Zákazníci kupují i širokohrdlé nebo úzkohrdlé reagenční láhve z hnědého skla vhodné pro látky citlivé na světlo, čiré úzkohrdlé reagenční láhve s modrým nebo červeným uzávěrem s PTFE těsněním.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2080/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 812 500	500	80	94 x 94	139	Skladem, do 1 týdne	209 Kč
632 414 812 940	1000	80	105 x 105	185	Skladem, do 1 týdne	247 Kč
632 414 812 950	2000	80	115 x 115	258	1-2 týdny	380 Kč
632 414 812 956	5000	80	160 x 160	357	1-2 týdny	3 187 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 271	Uzávěr šroubovací, GL 80, modrý	1-2 týdny	33 Kč
632 918 002 272	Kroužek vylévací k láhvím s GL 80, modrý	1-2 týdny	7 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.