

## Láhev reagenční s modrým uzávěrem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1
- vhodná pro skladování a přepravu



**Náš TIP:** Zákazníci kupují i reagenční [láhve z hnědého skla](#) vhodné pro látky citlivé na světlo, hranaté [čiré, hnědé](#) reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadné plnění a reagenční [láhve s červeným uzávěrem s PTFE těsněním](#) a jiné typy [uzávěrů](#), včetně [multiportových](#).

### Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2070/M

| Obj. číslo      | Objem [ml] | GL [mm] | Průměr láhve [mm] | Výška [mm] | Dostupnost          | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| 632 414 501 050 | 50         | 32      | 46                | 91         | Skladem, do 1 týdne | 84 Kč     |
| 632 414 321 100 | 100        | 45      | 56                | 105        | Skladem, do 1 týdne | 64 Kč     |
| 632 414 321 250 | 250        | 45      | 70                | 143        | Skladem, do 1 týdne | 73 Kč     |
| 632 414 321 500 | 500        | 45      | 86                | 181        | Skladem, do 1 týdne | 91 Kč     |
| 632 414 321 940 | 1000       | 45      | 101               | 230        | Skladem, do 1 týdne | 129 Kč    |
| 632 414 321 950 | 2000       | 45      | 136               | 265        | Skladem, do 1 týdne | 183 Kč    |
| 632 414 321 956 | 5000       | 45      | 181               | 336        | Skladem, do 1 týdne | 1 235 Kč  |
| 632 414 321 966 | 10000      | 45      | 227               | 416        | 1-2 týdny           | 3 255 Kč  |
| 632 414 321 968 | 20000      | 45      | 288               | 512        | 1-2 týdny           | 4 905 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

| Obj. číslo      | Popis                           | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 632 918 002 279 | Uzávěr šroubovací, GL 32, modrý | Na dotaz   | 44 Kč     |

| <b>Obj. číslo</b> | <b>Popis</b>                             | <b>Dostupnost</b>   | <b>Cena / ks</b> |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 632 918 002 280   | Kroužek vylévací k láhvím s GL 32, modrý | 1-2 týdny           | 6,50 Kč          |
| 632 918 003 430   | Uzávěr šroubovací, GL 45, modrý          | Skladem, do 1 týdne | 20 Kč            |
| 632 918 003 432   | Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, modrý | Skladem, do 1 týdne | 7,50 Kč          |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*