

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 Narozeninová akce Sleva 12 % A 121 °C

Sleva platí do 29. 5. 2026

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1
- vhodná pro skladování a přepravu



Náš TIP: Zákazníci kupují i reagenční [láhve z hnědého skla](#) vhodné pro látky citlivé na světlo, hranaté [čiré, hnědé](#) reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadné plnění a reagenční [láhve s červeným uzávěrem s PTFE těsněním](#) a jiné typy [uzávěrů](#), včetně [multiportových](#).

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2070/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 501 050	50	32	46	91	Skladem, do 1 týdne	84 Kč 74 Kč
632 414 321 100	100	45	56	105	Skladem, do 1 týdne	64 Kč 56 Kč
632 414 321 250	250	45	70	143	Skladem, do 1 týdne	73 Kč 64 Kč
632 414 321 500	500	45	86	181	Skladem, do 1 týdne	91 Kč 80 Kč
632 414 321 940	1000	45	101	230	Skladem, do 1 týdne	129 Kč 114 Kč
632 414 321 950	2000	45	136	265	Skladem, do 1 týdne	183 Kč 161 Kč
632 414 321 956	5000	45	181	336	Skladem, do 1 týdne	1 235 Kč 1 087 Kč
632 414 321 966	10000	45	227	416	Skladem, do 1 týdne	3 413 Kč 3 003 Kč
632 414 321 968	20000	45	288	512	1-2 týdny	5 141 Kč 4 524 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 279	Uzávěr šroubovací, GL 32, modrý	Na dotaz	53 Kč
632 918 002 280	Kroužek vylévací k láhvím s GL 32, modrý	1-2 týdny	7 Kč
632 918 003 430	Uzávěr šroubovací, GL 45, modrý	Skladem, do 1 týdne	20 Kč
632 918 003 432	Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, modrý	Skladem, do 1 týdne	7,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.