

## Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 30, 50, 100, 200, 250, 500 a 1000 ml
- čiré nebo hnědé sodnovápenaté sklo
- bez graduace
- uzávěr z PP
- **informace k dodávce:** láhve se dodávají po celých baleních



### Čirá úzkohrdlá reagenční láhev

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 888 030	Čirá	30	143	2-3 týdny	3 495 Kč
120 505 888 050	Čirá	50	120	2-3 týdny	3 214 Kč
120 505 888 100	Čirá	100	72	2-3 týdny	2 450 Kč
120 505 888 250	Čirá	250	42	2-3 týdny	1 846 Kč
120 505 888 500	Čirá	500	35	2-3 týdny	2 611 Kč
120 505 888 001	Čirá	1000	20	2-3 týdny	2 205 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Hnědá úzkohrdlá reagenční láhev

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 889 030	Hnědá	30	112	2-3 týdny	2 883 Kč
120 505 889 050	Hnědá	50	84	2-3 týdny	2 337 Kč
120 505 889 100	Hnědá	100	56	2-3 týdny	1 907 Kč
120 505 889 200	Hnědá	200	63	2-3 týdny	3 390 Kč
120 505 889 250	Hnědá	250	42	2-3 týdny	2 239 Kč
120 505 889 500	Hnědá	500	35	2-3 týdny	2 138 Kč
120 505 889 001	Hnědá	1000	20	2-3 týdny	2 241 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 120 505 888 250 1	Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru, Provedení: Čirá, Objem [ml]: 250	Nové	6 ks	43 Kč <b>34 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*