

## Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 30, 50, 100, 200, 250, 500 a 1000 ml
- čiré nebo hnědé sodnovápenaté sklo
- bez graduace
- uzávěr z PP
- **informace k dodávce:** láhve se dodávají po celých baleních



### Čirá úzkohrdlá reagenční láhev

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 888 030	Čirá	30	143	2-3 týdny	3 361 Kč
120 505 888 050	Čirá	50	120	2-3 týdny	3 090 Kč
120 505 888 100	Čirá	100	72	2-3 týdny	2 394 Kč
120 505 888 250	Čirá	250	42	2-3 týdny	1 775 Kč
120 505 888 500	Čirá	500	35	2-3 týdny	2 511 Kč
120 505 888 001	Čirá	1000	20	2-3 týdny	2 120 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Hnědá úzkohrdlá reagenční láhev

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 889 030	Hnědá	30	112	2-3 týdny	2 772 Kč
120 505 889 050	Hnědá	50	84	2-3 týdny	2 247 Kč
120 505 889 100	Hnědá	100	56	2-3 týdny	1 834 Kč
120 505 889 200	Hnědá	200	63	2-3 týdny	3 260 Kč
120 505 889 250	Hnědá	250	42	2-3 týdny	2 153 Kč
120 505 889 500	Hnědá	500	35	2-3 týdny	2 056 Kč
120 505 889 001	Hnědá	1000	20	2-3 týdny	2 155 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Výprodej

<b>Obj. číslo</b>	<b>Název - popis</b>	<b>Stav</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
OUT 120 505 888 250 1	Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru, Provedení: Čirá, Objem [ml]: 250	Nové	6 ks	<del>43 Kč</del> <b>34 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*