

## Láhev s dávkovací pumpičkou

Praktické dávkovací láhve na různá kapalná média - činidla, čisticí prostředky, dezinfekci apod. Dávkovací pumpička chrání obsah láhve před kontaminací. Hlavu pumpičky lze zaaretovat.



- objem láhve: 100 nebo 250 ml
- objem dávky na jedno stisknutí: cca 2 ml
- materiál: láhev - průhledný PET, pumpička - bílý PP, hadička - transparentní PE, pružina nerezová ocel
- max. viskozita kapaliny: 5000 mPas

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr x výška [mm]	GL	Dostupnost	Cena / ks
399 103 097 100	Láhev s dávkovací pumpičkou	100	38 x 140	25	Skladem, do 1 týdne	24 Kč
399 103 097 250	Láhev s dávkovací pumpičkou	250	48 x 195	25	3-4 týdny	32 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*