

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Láhve PE, LDPE a HDPE > Láhev širokohrdlá čtyřhranná, sterilní, HDPE

Láhev širokohrdlá čtyřhranná, sterilní, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 150 a 500 ml
- materiál: láhev a mezivíčko z HDPE, šroubovací uzávěr z červeného PE
- lisovaná graduace (pouze objem 500 ml)
- sterilní (SAL 10^{-3})
- vhodná i pro odběr vzorků v potravinářském průmyslu
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány s našroubovaným uzávěrem (vnitřní prostor láhve tak zůstává sterilní i po otevření balení)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 021 150 009	150	37	50 x 50 x 95	300	4-6 týdnů	5 645 Kč
333 022 500 002	500	58	76 x 76 x 122	175	4-6 týdnů	5 197 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.